

PHASE D'ADAPTATION



La fonction d'apprentissage adaptée aux enfants leur permet de se familiariser progressivement avec TRISA Sonic Advanced young. L'intensité du nettoyage augmente lentement au cours des 10 premières utilisations.

Types de brosses adaptées aux besoins individuels.



TRISA SONIC YOUNG

Les soies parfaitement arrondies nettoient en douceur les dents et les gencives. Particulièrement adapté aux enfants et aux adultes aux dents sensibles. Les dentistes recommandent de remplacer la tête de brosse au moins tous les 3 mois.

Brosses de rechange pour:



TRISA SONIC
Professional



TRISA SONIC
Performance



TRISA SONIC
Advanced



TRISA SONIC
Advanced young

Développé et produit en Suisse.

TRISA AG | CH-6234 Triengen | Switzerland
Phone +41 (0)41 935 35 35 | www.trisa.ch | bestellung@trisa.ch

MAW-vd2220-01_04/2022 426458

Pour mon plus beau sourire

Brosse à dents
sonique TRISA
Sonic Advanced Young



Finest Swiss Oral Care 





31'000*

Mouvements de nettoyage en profondeur

Pour un nettoyage efficace grâce à **31'000 MOUVEMENTS SONIQUE*** et à l'effet hydrodynamique qui en résulte.

ON/OFF



MODE DE NETTOYAGE CLEAN

Pour un nettoyage en profondeur supérieur des surfaces dentaires et des espaces interdentaires.

RECHARGEABLE

Une charge de batterie suffit pour une durée extrêmement longue, jusqu'à 2 semaines de brossage des dents (2 x 2 minutes par jour).

Peut être utilisé dans le monde entier grâce au réglage automatique de la tension (100-240 Volt).



Filaments extrafins pour un nettoyage en douceur.



Le signal automatique **TIME CONTROL** indique après 30 secondes de changer de secteur buccal. Après deux minutes, une longue interruption montre que le temps de brossage recommandé est atteint. Pour une utilisation régulière.



* En raison de la structure technique, des écarts de +/- 2% peuvent survenir.