


FÜR EINE BIS ZU 13× BESSERE REINIGUNGSLEISTUNG*

Die TRISA Sonic Performance entfernt Plaque besser als eine Handzahnbürste – im schwierig erreichbaren Approximalbereich bis zu 13×*.




Zwei auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Aufsteckbürsten.



TRISA SONIC PRO CLEAN Aufsteckbürsten mit in der Höhe abgestuften Filamenten in X-Stellung. Für eine effiziente Zahnreinigung bis tief in die Zahnzwischenräume.

TRISA SONIC FINE TIP Aufsteckbürsten mit seidenfeinen, konischen Pflegeborsten. Für eine sanfte und schonende Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch.

Ersatzbürsten passend zu:



Von Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzten empfohlen. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz.

TRISA AG | CH-6234 Triengen | Switzerland
Phone +41 (0)41 935 35 35 | www.trisa.ch | bestellung@trisa.ch

MAW-vd2221-02 01/2024 426776

Für mein schönstes Lachen

Schallzahnbürste TRISA
Sonic Performance



Finest Swiss Oral Care 

Trisa
OF SWITZERLAND



40'000*

Hydro Clean Movements
Tiefenreinigende Bewegungen

Für eine überlegene Tiefenreinigung dank
40'000 SCHALLBEWEGUNGEN*
und dem damit erzeugten hydrodynamischen Effekt.

ON/OFF



CLEAN

Für eine sehr effiziente Reinigung von
Zahnflächen und Zahnzwischenräumen.



SENSITIVE

Für eine sanfte Reinigung der Zähne und eine
angenehme Stimulation des Zahnfleisches.



Eine Akkuladung ist ausreichend für eine extra
lange Nutzungsdauer von bis zu 2 Wochen
Zähneputzen (2x2 Minuten pro Tag).



Weltweit einsetzbar dank automatischer
Spannungsanpassung (100–240 Volt).

Aufladbar



Automatische **TIME CONTROL**
signalisiert jeweils nach 30 Sekunden,
den Zahnbereich zu wechseln. Nach
zwei Minuten zeigt ein längerer
Unterbruch an, dass die zahnärztlich
empfohlene Putzdauer erreicht ist. Für
eine gleichmässige Putzdauer.



Zwei Reinigungsmodi für individuelle
Bedürfnisse mit **SMART DISPLAY**

Anzeige Reinigungsmodus
CLEAN / SENSITIVE

Battery: Optische Warnleuchte
bei tiefem Akkuladestand (rot).

Kontrollsignal für Ladevorgang
(grün, pulsierend).

Anzeige bei Vollladung (grün).



* Bei Reinigungsmodus «Sensitive»: Aufgrund des technischen Aufbaus
können Abweichungen von +/- 2% auftreten.