

TECHNOLOGIE DE PROPULSION INNOVANTE

Pour un nettoyage en profondeur supérieur, grâce à 40'000* pulsations soniques et à l'effet hydrodynamique ainsi produit.



3 modes de nettoyage



Contrôle du temps



Contrôle visuel de la pression

* Pour le mode de nettoyage «Sensitive»: en raison de la conception technique, des divergences de +/- 2% peuvent apparaître

TRISA Sonic Ultimate brosses de recharge



Avec leurs poils particulièrement fins assurent un nettoyage à la fois doux et efficace. La forme compacte et fine de la tête de brosse permet d'atteindre facilement les endroits difficiles d'accès.

Brosses de recharge pour:



Recommandé par les dentistes suisses. Développé et produit en Suisse.

TRISA AG | CH-6234 Triengen | Switzerland
Phone +41 (0)41 935 35 35 | www.trisa.ch | bestellung@trisa.ch

Pour mon plus beau sourire

Brosse à dents sonore
TRISA Sonic Ultimate



MAW-vd2301-02_01/2024 200048

Finest Swiss Oral Care 

Trisa
OF SWITZERLAND



40'000

Mouvements de nettoyage
en profondeur

Le signal automatique **TIME CONTROL** indique après 30 secondes de changer de secteur buccal. Après deux minutes, une longue interruption montre que le temps de brossage recommandé est atteint. Pour une utilisation régulière.



ON/OFF



CLEAN

Pour un nettoyage très efficace des surfaces dentaires et des espaces interdentaires.



SENSITIVE

Pour un nettoyage en douceur des dents et une stimulation agréable des gencives.



WHITE

Pour préserver la blancheur naturelle des dents.



RECHARGEABLE

Une charge de batterie suffit pour une durée extrêmement longue, jusqu'à 2 semaines de brossage des dents (2x2 minutes par jour).

Peut être utilisé dans le monde entier grâce au réglage automatique de la tension (100 – 240 Volt).



Nettoyage en douceur grâce à la **FONCTION DE CONTRÔLE**: si la pression sur les dents est trop forte, le signal dans le couvercle s'allume en rouge. Il faut réduire la pression sur les dents jusqu'à ce que le signal s'éteigne.

