



Utilisez la même technique de brossage qu'avec une brosse à dents manuelle classique. Les dentistes recommandent de se brosser au moins trois fois par jour les dents pendant deux minutes.



Le système de changement pratique vous permet de changer la tête de la brosse au plus tard après 3 mois d'utilisation (recommandation des dentistes).



La brosse TRISA Sonicpower est en vente avec une batterie rechargeable ou des piles remplaçables.



Têtes de brosse interchangeables avec du plastique recyclé pour une contribution active de l'environnement.



TRISA AG | CH-6234 Triengen | Switzerland
Phone +41 (0)41 935 35 35 | www.trisa.ch | bestellung@trisa.ch

MAW-vd2226-01_04/2022 426415

Pour mon plus beau sourire

TRISA Sonicpower



Finest Swiss Oral Care 




LA BROSSE À DENTS SONIQUE POUR DES DENTS IMPECCABLES

La brosse TRISA Sonicpower allie le confort d'utilisation d'une brosse à dents manuelle aux avantages d'une brosse à dents sonique. Les soies à vibrations soniques permettent un nettoyage approfondi des dents avec une protection optimale des gencives. Développée et fabriquée en Suisse.

PRO INTERDENTAL

9x

Les soies interdentaires, combinées à des plusations soniques à haute fréquence, permettent un nettoyage jusqu'à 9 fois meilleur dans les espaces interdentaires.*



Les soies interdentaires plus longue nettoient en profondeur dans les espaces interdentaires. Les soies Cleaning plus courtes libèrent la surface des dents de la plaque.



COMPLETE PROTECTION

+30%

Le champ de soies innovant «Complete Protection», combiné à des plusations soniques à haute fréquence, augmente l'efficacité de nettoyage de plus de 30%.*



Le champ de soies «Complete Protection», conçu selon des méthodes scientifiques, élimine très efficacement la plaque dentaire et protège aussi bien les dents que les gencives.



* par comparaison avec une brosse à dents manuelle classique (brosse à dents ADA)