


FÜR EINE BIS ZU 13× BESSERE REINIGUNGSLEISTUNG*

Die TRISA Sonic Performance entfernt Plaque besser als eine Handzahnbürste – im schwierig erreichbaren Approximalbereich bis zu 13×*.



Zwei auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte Aufsteckbürsten.



TRISA SONIC PRO CLEAN Aufsteckbürsten mit in der Höhe abgestuften Filamenten in X-Stellung. Für eine effiziente Zahnreinigung bis tief in die Zahnzwischenräume.

TRISA SONIC FINE TIP Aufsteckbürsten mit seidenfeinen, konischen Pflegeborsten. Für eine sanfte und schonende Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch.

Ersatzbürsten passend zu:



Von Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzten empfohlen. Entwickelt und hergestellt in der Schweiz.

TRISA AG | CH-6234 Triengen | Switzerland
Phone +41 (0)41 935 35 35 | www.trisa.ch | bestellung@trisa.ch

MAW-vd1875 11/2019



Für mein
schönstes
Lachen



NEU

Die innovative Schallzahnbürste für eine überlegene Tiefenreinigung.

Finest Swiss Oral Care





40'000*

Hydro Clean Movements
Tiefenreinigende Bewegungen

Für eine überlegene Tiefenreinigung dank
40'000 SCHALLBEWEGUNGEN*
und dem damit erzeugten hydrodynamischen Effekt.

ON/OFF



CLEAN

Für eine sehr effiziente
Reinigung von Zahnflächen
und Zahnzwischenräumen.



SENSITIVE

Für eine sanfte Reinigung der
Zähne und eine angenehme
Stimulation des Zahnfleisches.



Eine Akkuladung ist ausreichend für
eine extra lange Nutzungsdauer
von bis zu 2 Wochen Zähneputzen
(2 x 2 Minuten pro Tag).



Weltweit einsetzbar dank auto-
matischer Spannungsanpassung
(100 - 240 Volt).

Automatische **TIME CONTROL**
signalisiert jeweils nach 30
Sekunden, den Zahnbereich zu
wechseln. Nach zwei Minuten
zeigt ein längerer Unterbruch an,
dass die zahnärztlich empfohlene
Putzdauer erreicht ist. Für eine
gleichmässige Putzdauer.



Zwei Reinigungsmodi für individuelle
Bedürfnisse mit **SMART DISPLAY**

Anzeige Reinigungsmodus
CLEAN / SENSITIVE



Battery: Optische Warnleuchte
bei tiefem Akkuladestand (rot).

Kontrollsignal für Ladevorgang
(grün, pulsierend).

Anzeige bei Vollladung (grün).



Aufladbar

* Bei Reinigungsmodus «Sensitive»: Aufgrund des technischen
Aufbaus können Abweichungen von +/- 2 % auftreten.